



Bacillo[®] Tissues

Alkohol alapú fertőtlenítő törlőkendő

Terméktulajdonságok

- széles hatásspektrum
- rövid behatási idő
- gyors, maradványmentes száradás
- könnyű használat a praktikus adagoló segítségével

Összetétel Az oldat hatóanyagai: 450 mg/g propán-1-ol, 250 mg/g propán-2-ol, 47 mg/g etanol.

Mikrobiológiai hatás

Baktericid (MRSA), fungicid, mikobaktericid, szelektív virucid (beleértve: HBV, HIV, HCV) Adeno, Noro és Rota vírusokkal szemben is hatékony.

Alkalmazás

A Bacillo[®] Tissues felhasználásra kész törlőkendő az alábbi felületek egyszerű tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas:

Orvosi eszközök például fogorvosi rendelőkben használt eszközök, sztetoszkópok, orvostechnikai eszközök egyéb alkohol-rezisztens részei.

Alkoholálló felületek például kórházakban, orvosi és fogorvosi rendelőkben, mentőautóban, orvosi laboratóriumokban, gondozóotthonokban stb., kisebb tárgyak és felületek, például: WC ülőkék, kilincsek, ágykeretek, íróasztalok, ipari konyhákban és élelmiszer-feldogozó egységekben.

Használati utasítás

Gondosan törölje le a felületet a Bacillo[®] Tissues törlőkendővel úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak. A törlőkendők kiszáradásának megakadályozása érdekében használat után zárja le a fedelet.

Behatási idő: 5 perc

Kémiai és fizikai adatok

Lobbanáspont: 25°C

Sűrűség (20°C): kb. 0,86 g/cm³

Refrakció n_D²⁰: kb. 1,38

Kiszerezés

100 törlőkendőt tartalmazó adagoló

100 törlőkendő tartalmazó utántöltő

A kémiai anyagokat biztonságosan alkalmazza. Használat előtt olvassa el a címkét és a használati utasítást!



HARTMANN-RICO HUNGÁRIA KFT.

H-2051 Biatorbágy

Paul Hartmann u. 8.

Tel.:(+36) 23-530-950

Fax: (+36) 23-530-905